

融合酰基载体蛋白可增强大肠杆菌重组蛋白的可溶性和热稳定性^{*}

刘延娟¹ 李旭娟² 袁航¹ 刘嫻¹ 高艳秀¹ 龚明¹ 邹竹荣^{1**}

(1 云南师范大学生命科学学院 教育部生物质能源持续发展和应用工程研究中心 昆明 650500)

(2 云南省农业科学院甘蔗研究所 开远 661600)

摘要 目前,蛋白质可溶性和热稳定性已成为重组蛋白高效生产、功能应用和长久保存不可回避的问题,而使用酸性蛋白融合标签可能是其有效解决策略。酰基载体蛋白(ACP)是脂肪酸生物合成途径的必要组分,在大肠杆菌中为一个高度酸性的小分子多肽。将大肠杆菌 ACP 与几个热不稳定的靶蛋白[如小桐子抗坏血酸过氧化物酶 1(JcAPX1)、大豆核酮糖-1,5-二磷酸羧化/加氧酶的活化酶 2(GmRCA2)、大肠杆菌高丝氨酸 *O*-转琥珀酰酶(EcMetA)]进行基因融合并使其在大肠杆菌中诱导表达,发现 ACP 融合能显著增强这些重组靶蛋白的可溶性。另外,对重组蛋白的热处理和酶活性分析发现,融合 ACP 还能极大提高这三个靶蛋白的热稳定性,并有效保护 JcAPX1 酶活免遭热失活,使其耐热性提高了至少 2℃。ACP 的这种效果推测可能与其高酸度特性有关,可以作为一个新的功能酸性融合标签。

关键词 酰基载体蛋白 酸性融合标签 重组蛋白 可溶性 热稳定性

中图分类号 Q816

大肠杆菌表达系统具有遗传背景清楚、培养周期短、操作简单和目的基因表达水平高等特点,已成为当前重组蛋白生产的主要途径^[1]。但是,很多异源功能蛋白在此系统中经常以不溶的包涵体形式获得高效表达,后续纯化需要繁琐的变性和复性过程^[2]。目前,针对此问题已有一些手段(如降低温度^[3]、更换宿主菌^[4]、使用增溶融合标签^[5])能够促进重组蛋白的可溶性表达。其中,基于增溶标签的融合基因表达策略因效果显著而被广泛采用^[5],这些增溶标签包括大肠杆菌的麦芽糖结合蛋白(MBP)^[6]、硫氧还蛋白(Trx)^[7]和一些超酸性[含有高比例的酸性氨基酸残基(aa)]小分子蛋白(msyB、yjdD^[8-9])等。另外,蛋白质的热稳定性也影响到它的功能、活性和长期保存,特别对一些工业酶制剂和多肽类药品而言尤为重要^[10]。目前,普遍是通过基因突变法来筛选蛋白质的耐热突变体,效果虽

好,但过程复杂且通常仅适用于某一特定靶蛋白^[10-11]。除此之外,也有少许研究使用热稳定融合标签来提高一些靶蛋白的热稳定性,具有简捷方便和一定的通用性^[12-16]。这类用过的蛋白融合标签中的多数也具有超酸性,如大肠杆菌的 msyB 和 yjdD^[8-9, 14]以及人-synuclein 蛋白^[14-15]、拟南芥微管蛋白^[14]和核酮糖-1,5-二磷酸羧化/加氧酶(Rubisco)活化酶长链型^[16]的酸性尾部。因此,综合来看,酸性蛋白融合标签似乎同时具有增强蛋白质可溶性和热稳定性的作用。

酰基载体蛋白(acyl carrier protein, ACP)是脂肪酸生物合成途径的必要组分,携带脂酰基穿梭于脂肪酸合成酶系中^[17]。大肠杆菌 ACP 是一个高度酸性、由 77 个氨基酸组成的小分子肽链,它第 37 位的丝氨酸残基与它的辅基(磷酸泛酰巯基乙胺)上的磷酸基团相连,其辅基另一端的-SH 基又与脂酰基通过硫脂键相连从而使 ACP 携带上脂酰基^[17]。大肠杆菌 ACP 具备酸性蛋白融合标签的几个关键特性,如分子小、酸度大和细菌内源性。

收稿日期:2017-01-09 修回日期:2017-03-11

^{*} 国家自然科学基金资助项目(31460067,31160169)

^{**} 通讯作者,电子信箱:zouzr09@sina.com

本工作拟使用三个热不稳定靶蛋白,包括小桐子抗坏血酸过氧化物酶 1 (JcAPX1)^[14, 16, 18]、大豆短链型 Rubisco 活化酶 2 (GmRCA2)^[19] 和大肠杆菌高丝氨酸 *O*-转琥珀酰酶 (EcMetA)^[20], 检验大肠杆菌 ACP 作为融合标签是否能有效增强大肠杆菌重组蛋白的可溶性和热稳定性。

1 材料与方法

1.1 材料

质粒 pET32a(+) 和大肠杆菌菌株 DH5、BL21 (DE3) 均为本实验室保存。含小桐子抗坏血酸过氧化

物酶 1 基因 (JcAPX1) 的大肠杆菌表达载体 pET (JcAPX1) 为本实验室先前构建^[14]。限制性内切核酸酶 *Nde*I 和 *Xho*I、DNA 连接酶和 Phusion 高保真 DNA 聚合酶购自 Thermo Scientific 公司;细菌基因组 DNA 提取试剂盒、质粒 DNA 提取试剂盒和 DNA 凝胶纯化试剂盒购自北京 Tiangen 公司;TransZol 试剂、反转录试剂盒、PCR mix、DNA 和蛋白质分子质量标准均为北京 Transgene 公司产品;其他生化试剂均为国产分析纯。引物(表 1)合成和 DNA 测序均由北京华大基因公司完成。

表 1 本工作中所用引物
Table 1 Primers used in this study

Name	Sequence (5' → 3')	Remarks
EcACP-5Xh	GTGTCCTCGAGAGCACTATCGAAGAACG	<i>Xho</i> I ^①
EcACP-3Xh	GATTACTCGAGAGCCTGCTGGCCGTTGATG	<i>Xho</i> I
EcACPm-Fw	TGGGCGCGGATGGTCTTGACACCGTTGAGCTG	
EcACPm-Rv	GACCATCCGCGCCAGGTCTTCAA	
GmRCA2-5Nd	GCTGTCATATGGCTGTAGAAGAGAAGAAAGAGATTG	<i>Nde</i> I
GmRCA2-3Xh	GATTACTCGAGAGATTGGAAGAAAGTTCCCGTGTTA	<i>Xho</i> I
EcMetA-5Nd	GCGTTCATATGCCGATTTCGTGTGCC	<i>Nde</i> I
EcMetA-3Xh	GATTACTCGAGGTCCAGCGTTGGATTCATG	<i>Xho</i> I
Pt7Up-Fw	ACCGCGAAATTAATACGACTCAC	Upstream of T7 promoter in pET32a(+)
Tt7Dw-Rv	ACCGGATATAGTTCCTCCTTTTCAG	Downstream of T7 terminator in pET32a(+)

Note: ① The sites of introduced restriction enzymes are underlined

1.2 方法

1.2.1 基因克隆及其大肠杆菌表达载体构建 用 TransZol 试剂提取大豆幼苗叶片总 RNA,取少量反转录后作为 PCR 模板。利用引物 GmRCA2-5Nd、GmRCA2-3Xh(根据 GenBank 中参考序列 NM_001253316 设计)和 Phusion 高保真 DNA 聚合酶扩增大豆 Rubisco 活化酶 2 基因 *GmRCA2*。*GmRCA2* 的 PCR 片段纯化后用 *Nde*I 和 *Xho*I 双酶切,然后与经同样双酶切的载体 pET32a(+) 片段连接,构建成其大肠杆菌表达载体 pET(*GmRCA2*),重组克隆用基因上游引物 GmRA2-5Nd 和载体 pET32a(+) 下游引物 Tt7Dw-Rv 通过菌落 PCR 鉴定。另外,直接以试剂盒提取的大肠杆菌 DH5 基因组 DNA 为模板,利用引物 EcMetA-5Nd、EcMetA-3Xh [根据 GenBank 中参考序列 NC_000913 (4214280..4215209nt)设计]扩增大肠杆菌 MetA 基因 *EcMetA*。*EcMetA* 的 PCR 片段纯化后也通过 *Nde*I 和

*Xho*I 双酶切克隆到载体 pET32a(+) 上,构建成其大肠杆菌表达载体 pET(*EcMetA*),重组克隆用基因上游引物 EcMetA-5Nd 和载体 pET32a(+) 下游引物 Tt7Dw-Rv 通过菌落 PCR 鉴定。随后,用载体 pET32a(+) 上、下游引物 Pt7Up-Fw 和 Tt7Dw-Rv 对质粒 pET(*GmRCA2*) 和 pET(*EcMetA*) 进行双向测序,验证所扩增的目标基因。接着,利用引物 EcACP-5Xh、EcACP-3Xh 和突变引物 EcACPm-Fw、EcACPm-Rv[根据 GenBank 中参考序列 NC_000913 (1151615..1151851 nt)设计],采用引物重叠延伸法^[21]从大肠杆菌 DH5 基因组中扩增其酰基载体蛋白基因 *ACP* 并使其编码的第 37 位丝氨酸残基突变为甘氨酸残基。*ACP* 的 PCR 片段纯化后通过 *Xho*I 酶切,然后分别插入到载体 pET(*JcAPX1*)^[14]、pET(*GmRCA2*) 和 pET(*EcMetA*) 上目标基因编码区后面的 *Xho*I 位点,构建成其大肠杆菌融合表达载体 pET(*JcAPX1*-ACP)、pET(*GmRCA2*-ACP) 和 pET(*EcMetA*-

ACP),重组克隆分别用目标基因的上游引物和 ACP 下游引物 EcACP-3Xh 通过菌落 PCR 鉴定。最后,利用载体 pET32a(+)下游引物 Ti7Dw-Rv 对这些基因融合进行测序验证。

1.2.2 大肠杆菌诱导表达和蛋白质电泳 将表达载体通过化学法转化大肠杆菌 BL21(DE3)。按 1:100 比例转接单克隆菌在 37℃ 的过夜培养物,继续于 37℃ 培养至 OD_{600} 为 0.6,然后加入终浓度为 0.5 mmol/L 的 IPTG,30℃ 诱导培养 8h。离心收集 14ml 诱导菌的菌体,用 4ml PBS 缓冲液(pH 7.4)重悬后进行超声破菌。取 16L 破菌液于 12 000r/min 离心 5min,转移全部上清作为样品 S,沉淀用 16μl PBS 缓冲液重悬后作为样品 P,同时取 16μl 破菌液作为总蛋白质样品 T。此外,将 200μl 诱导前菌液离心后的菌体用 16μl PBS 缓冲液重悬,作为未诱导样品(UI)。所有样品都加 4μl 5×蛋白质上样缓冲液,混匀后煮沸 5min,然后用 12% SDS-PAGE 进行电泳分析^[22]。

1.2.3 重组表达蛋白质样品的温度梯度处理和 SDS-PAGE 分析 取 200μl 破菌液于 12 000r/min 离心 5min;然后分别取 16μl 上清于几个薄壁 PCR 管中,用 Eppendorf 梯度 PCR 仪模拟温度梯度,根据不同目标蛋白均匀选择几个温度点,处理 30min;接着将每个样品于 12 000r/min 离心 5min,转移全部上清作为样品 S(标号 $S_1 \sim S_n$),沉淀用 16μl 预冷的 PBS 缓冲液(pH 7.4)重悬后作为样品 P(标号 $P_1 \sim P_n$)。最后,往各个样品加 4μl 5×蛋白质上样缓冲液并混匀,煮沸 5min 后用 12% SDS-PAGE 进行电泳分析^[22]。

1.2.4 APX 酶活性分析 重组蛋白 JcAPX1 及其融合蛋白 JcAPX1-ACP 的温度梯度处理及其分相样品(S、P)制备同上。用 12% 非变性 PAGE 胶进行电泳分离后,参照 Mittler 和 Zilinskas^[23] 的方法进行 APX 胶活性染色。另外,参照 Chen 和 Asada^[24] 的方法进行 APX 酶活性的分光光度法测定,然后将未处理样品的酶活性标准化为 100%,并以此作为参照计算出所有温度处理过样品的相对酶活性。

1.2.5 生物软件应用和统计分析 引物设计、核酸和蛋白质的序列和特性分析采用 Invitrogen 公司的 Vector NT suite 11.5 软件。使用 Bio-Rad 凝胶成像和分析软件 Quantity One 对 SDS-PAGE 胶上目的蛋白条带进行灰度定量分析,得到其扣除背景的灰度值,以此估算蛋白质量;然后,根据同一重组蛋白在 S、P 中的含量来计算其可溶性 $[= S/(S+P) \times 100\%]$ 。另外,在不同温

度处理条件下,通过比较重组蛋白的可溶性变化来评判它的热稳定性。数据处理和统计作图使用 Microsoft Excel。

2 结果

2.1 靶基因克隆及其大肠杆菌表达载体构建

通过 RT-PCR,本工作从大豆幼苗叶片中成功分离到大豆 Rubisco 活化酶 2 基因 *GmRCA2*,其 PCR 片段大小约为 1.15kb,与预期一致(图 1a)。纯化后通过其引物上酶切位点 *NdeI* 和 *XhoI* 克隆到载体 pET32a(+)上,构建了其大肠杆菌表达载体 pET(*GmRCA2*),其阳性重组克隆通过菌落 PCR 得到鉴定(图 1b)。进一步的测序结果表明 *GmRCA2* 基因编码区与其 GenBank 中参考序列 NM_001253316 几乎完全一致,只有 3 个同义突变。

另外,本工作还直接通过基因组 PCR 从大肠杆菌中扩增得到 *MetA* 酶基因 *EcMetA*,大小约为 0.95kb,与预期相符(图 1d)。其 PCR 片段纯化后同样通过酶切位点 *NdeI* 和 *XhoI* 克隆到载体 pET32a(+)上,构建了其大肠杆菌表达载体 pET(*EcMetA*)并通过菌落 PCR 得到鉴定(图 1e)。进一步的测序结果表明 *EcMetA* 基因编码区与其 GenBank 中参考序列 NC_000913(4214280..4215209nt)完全相同。

随后,我们采用引物重叠延伸法从大肠杆菌基因组中扩增并突变其酰基载体蛋白基因 *ACP*(其编码的第 37 位丝氨酸残基变为甘氨酸残基)。*ACP* 片段再通过 *XhoI* 酶切位点分别插入到载体 pET(*GmRCA2*)和 pET(*EcMetA*)上目标基因编码区后面,得到相应融合基因的大肠杆菌表达载体 pET(*GmRCA2-ACP*)和 pET(*EcMetA-ACP*),并通过菌落 PCR 鉴定(图 1c、f)。同样,将 *ACP* 片段插入到 pET(*JcAPX1*)中也获得了其融合表达载体 pET(*JcAPX1-ACP*)(结果未显示)。使用载体下游引物 Ti7Dw-Rv 对这三个融合表达载体进行定向测序,结果表明 *ACP* 序列(包括其突变点,231bp)及其与目标基因的融合与预期完全一致,未造成阅读框架移码。

通过比较大肠杆菌 *ACP*、靶蛋白及其融合蛋白的一些特性,如大小(aa)、分子质量(MW)、在 pH 7.0 的净电荷、等电点(pI)等(表 2),可以看出大肠杆菌 *ACP* 是一个超酸性小分子蛋白质,作为融合标签并未使其融合靶蛋白(*JcAPX1-ACP*、*GmRCA2-ACP*、*EcMetA-ACP*)的分子质量增大许多,却能大大提高它们的酸性(在 pH 7.0 的净负电荷及其百分比增加、等电点降低)。




图 1 靶基因克隆及其大肠杆菌表达载体的构建

Fig.1 Cloning of the target genes and construction of their *E. coli* expression vectors

PCR amplification of the target genes *GmRCA2* (a), *EcMetA* (d) and colony PCR identification of the expression vectors pET(*GmRCA2*) (b), pET(*EcMetA*) (e) as well as the fusion expression vectors pET(*GmRCA2*-ACP) (c), pET(*EcMetA*-ACP) (f). Arrows indicate the target PCR bands. M: DNA marker

表 2 ACP、靶蛋白及其融合蛋白的特性

Table 2 Properties of ACP, target proteins and their fusion forms

Name	Size (aa)	MW (kDa)	Net charge at pH7.0	Percentage of net charge (%)	pI
ACP	77	8.48	-15	19.48	3.97
JcAPX1	258	28.56	-10	3.88	5.76
JcAPX1-ACP	337	37.27	-26	7.72	4.91
GmRCA2	394	44.14	-8	2.03	5.60
GmRCA2-ACP	473	52.84	-24	5.07	4.85
MetA	317	36.79	-17	5.36	5.36
MetA-ACP	396	45.49	-33	8.33	4.77

2.2 融合 ACP 可提高大肠杆菌重组靶蛋白的可溶性

将所构建的表达载体转化大肠杆菌 BL21 (DE3), 并用 IPTG 在 30℃ 进行诱导表达。每个表达菌通过超声裂解后, 取样并分成总蛋白质(T)、上清(S)、沉淀(P)三个组分进行 SDS-PAGE 电泳分析。结果表明, 三个重组靶蛋白 JcAPX1、GmRCA2、EcMetA 都有相当一部分是以不溶的沉淀形式(图 2a、d、g)存在, 但其可溶性能被 C 端融合的 ACP 极大地增强, 其重组融合蛋白 JcAPX1-ACP、GmRCA2-ACP、EcMetA-ACP 几乎全部可溶、位于上清中(图 2b、e、h)。进一步用 Quantity One 软件对凝胶上靶蛋白条带进行灰度定量, 并以此估算重组蛋白的可溶性, 结果也清楚表明 ACP 作为融合标签能显著促进靶蛋白在大肠杆菌中的可溶性表达(图

2c、f、i)。

2.3 融合 ACP 可提高重组靶蛋白的热稳定性

由于本工作中的重组靶蛋白在大肠杆菌中都获得了高水平的表达, 而且与细菌内部蛋白在 SDS-PAGE 胶上几无重叠(图 2), 因此无需纯化直接用于热稳定性分析。重组蛋白样品在梯度 PCR 仪上几个合适的温度点处理 30min 后, 每个经离心分为上清(S)和沉淀(P)两个组分并用于 SDS-PAGE 电泳分析。然后, 进一步通过凝胶上靶蛋白条带的灰度定量, 估算出每个重组蛋白样品经温度处理后的可溶性, 并比较其随温度的变化。

由图 3a、b 可以看出, 重组 JcAPX1 蛋白在 37℃ 处理后就有约 30% 变为不可溶的沉淀, 而且其可溶性随




图2 融合 ACP 可促进靶蛋白在大肠杆菌中的可溶性表达

Fig.2 ACP fusion enhances the soluble expression of the target proteins in *E. coli*

Solubility comparison by SDS-PAGE analysis for the recombinant target proteins and their fusion forms, i. e. JcAPX1 (a) vs. JcAPX1-ACP (b), GmRCA2 (d) vs. GmRCA2-ACP (e), EcMetA (g) vs. EcMetA-ACP (h), and by protein band densitometric measurement for JcAPX1 vs. JcAPX1-ACP (c), GmRCA2 vs. GmRCA2-ACP (f), EcMetA vs. EcMetA-ACP (i), respectively. Arrows indicate the recombinant proteins M: protein molecular weight marker; UI: Cell lysate of the uninduced bacteria; T: Cell lysate of the induced bacteria; P: The pellet fraction of 'T'; S: The soluble fraction of 'T'




图3 融合 ACP 可提高靶蛋白 JcAPX1 的热稳定性

Fig.3 ACP fusion improves the thermostability of the target protein JcAPX1

Comparison of the heat-induced solubility changes of the recombinant JcAPX1 protein and its fusion form JcAPX1-ACP, analyzed by SDS-PAGE (a) and protein band densitometric measurement (b). Arrows indicate the recombinant proteins M: Protein molecular weight marker; CK: Untreated sample; S, P: The soluble, pellet fraction of each heat-treated sample, respectively

着处理温度的升高而逐步下降,到接近 48℃ 时几乎全部不可溶。相比较,JcAPX1-ACP 融合蛋白的可溶性在 37℃ 处理后变化很小,而且随处理温度升高而下降的趋势也较缓慢,到接近 48℃ 时仍有约 70% 还保持在可溶状态。

类似地,由图 4a、b 可以看出,重组 GmRCA2 蛋白在近 40℃ 处理后就有约 40% 变为不可溶的沉淀,而且

其可溶性随着处理温度的升高而下降,到接近 50℃ 时只剩下约 30% 可溶。相比较,GmRCA2-ACP 融合蛋白的可溶性在近 40℃ 处理后变化还不显著(高达 80%),而且随处理温度升高而下降的趋势也十分缓慢,到接近 50℃ 时仍有约 75% 还保持在可溶状态。这两种形式的 GmRCA2 蛋白在前面两个低温度处理点(近 30℃ 和 35℃)的可溶性变化基本一致。




图 4 融合 ACP 可增强靶蛋白 GmRCA2 的热稳定性

Fig. 4 ACP fusion improves the thermostability of the target protein GmRCA2

Comparison of the heat-induced solubility changes of the recombinant GmRCA2 protein and its fusion form GmRCA2-ACP, analyzed by SDS-PAGE (a) and protein band densitometric measurement (b). Arrows indicate the recombinant proteins M: Protein molecular weight marker; CK: Untreated sample; S, P: The soluble, pellet fraction of each heat-treated sample, respectively

同样,对重组 EcMetA 及其融合蛋白 EcMetA-ACP 的热处理分析结果(图 5a、b)发现,EcMetA 蛋白在近 25℃ 的温度点就变得不稳定(约有 20% 丧失可溶性),到近 30℃ 时其可溶性就急剧下降到约 55%,而且这种快速下降趋势持续到近 40℃(近 35℃ 时略超过 20%,

近 40℃ 时约为 10%)。相比较,EcMetA-ACP 融合蛋白的可溶性除在近 25℃ 的温度点上略有(约 10%)下降外,在后面的高温处理点几乎没有明显变化,在近 45℃ 时仍旧有高达 90% 还处于可溶状态。




图 5 融合 ACP 可增强靶蛋白 EcMetA 的热稳定性

Fig. 5 ACP fusion improves the thermostability of the target protein EcMetA

Comparison of the heat-induced solubility changes of the recombinant EcMetA protein and its fusion form EcMetA-ACP, analyzed by SDS-PAGE (a) and protein band densitometric measurement (b). Arrows indicate the recombinant proteins M: Protein molecular weight marker; CK: Untreated sample; S, P: The soluble, pellet fraction of each heat-treated sample, respectively

综合前面结果可以看出,融合 ACP 能够显著提高三个靶蛋白 JcAPX1、GmRCA2、EcMetA 的热稳定性,其融合蛋白形式在较高温度下仍能保持相当高的可溶性。

2.4 融合 ACP 可提高重组 JcAPX1 酶活的耐热性

我们以 JcAPX1 为代表分析了 ACP 融合对高温下酶蛋白活性的影响。重组 JcAPX1 和其融合蛋白 JcAPX1-ACP 的温度处理及其分相样品(S、P)制备同上述相应的热稳定性分析实验。通过 APX 胶活性染色(图 6a)发现,重组 JcAPX1 酶活性在 37℃ 温度处理点就已下降,到 45℃ 还有部分保持,但在接近 48℃ 就全部消失。相比较,融合蛋白 JcAPX1-ACP 的酶活性在所有低于 48℃ 的温度处理点上基本没有太大变化(甚至略有上升),只是到了近 50℃ 时才明显下降。而且,所有沉淀样品(P)均没有胶活性染色条带出现,说明沉淀中的 JcAPX1 和其融合酶蛋白 JcAPX1-ACP 是真正失活。当进一步通过更加灵敏的分光光度法测定上清样品(S)中的 APX 酶活性时(图 6b),同样发现融合蛋白 JcAPX1-ACP 的酶活耐热性要显著好于非融合形式的 JcAPX1。在所有低于 45℃ 的温度处理点上,JcAPX1 及其融合蛋白 JcAPX1-ACP 的酶活性均没有下降,反倒与对照(CK,未经温度处理)相比有一定程度的上升;但到了近 48℃ 时,JcAPX1 酶活性就急剧下降至约 60%,而 JcAPX1-ACP 酶活性虽表现出下降趋势但仍超出对照少许;而到了近 50℃ 时,JcAPX1 酶活性就基本完全丧失,JcAPX1-ACP 酶活性仍能保持在 80% 左右;最后到 53℃ 时,两者均完全失活。归纳起来,这些结果清楚表明融合 ACP 可有效促使 JcAPX1 酶活免遭热失活,使其耐热性至少提高了 2℃。

3 讨论

目前,基于融合基因表达策略以提高蛋白质可溶性和热稳定性已成为大肠杆菌重组蛋白高效生产、功能应用和长期保存的重要手段,而有效的融合标签便是其中的关键^[5-8, 12-16]。在现已验证过的增溶标签和热稳定标签中,有不少具有分子质量小、超酸性和/或细菌内源性等特点^[8, 14-16]。

大肠杆菌酰基载体蛋白(ACP)是一个高度酸性的小分子单肽链(由 77 个氨基酸组成,pH 7.0 条件下净电荷为 -15,见表 2),具备了酸性蛋白融合标签的几个关键特性。本工作将它与三个热不稳定靶蛋白 JcAPX1、GmRCA2、EcMetA 进行基因融合并使其在大肠




图 6 融合 ACP 可提高 JcAPX1 酶活的耐热性

Fig. 6 ACP fusion improves the heat tolerance of JcAPX1 enzymatic activity

Comparison of the heat-induced changes in enzymatic activity of the recombinant JcAPX1 protein and its fusion form JcAPX1-ACP, analyzed by in gel activity staining (a) and spectrometric assay (b)

CK: Untreated sample; S, P: The soluble, pellet fraction of each heat-treated sample, respectively

杆菌中重组表达,发现大肠杆菌 ACP 作为融合标签能显著增强这些重组靶蛋白的可溶性(图 2)和热稳定性(图 3 ~ 图 5),并能有效保护 JcAPX1 酶活免遭热失活,使其耐热性提高了至少 2℃(图 6)。大肠杆菌 ACP 标签的增溶作用与我们先前报道的其他超酸性蛋白标签的效果^[8-9]一致,而它的热稳定作用和/或热保护作用也与我们最近验证的超酸性蛋白标签的功能^[14, 16]符合。因此,大肠杆菌 ACP 可以成为增溶和热稳定双功能融合标签类型中新的一员,如同 msyB 和 yjgD^[8, 14],在大肠杆菌重组表达体系中应该具有潜在的应用前景。

蛋白质的可溶性和热稳定性密切相关^[12],在某种角度上后者是前者在高温下变化的反映。超酸性蛋白融合标签的增溶作用可能主要取决于其赋予靶蛋白的强负电荷排斥作用,也可能与其本身的分子伴侣活性相关^[8-9]。同样,超酸性标签的这种作用和活性也使得其融合蛋白在一定高温范围内不易聚集形成沉淀,从而表现出较高的热稳定性以及对靶蛋白活性的热保护作用。大肠杆菌 ACP 的高酸性可以使其三个热不稳定

靶蛋白发生酸化,形成较酸性的融合蛋白 JcAPX1-ACP、GmRCA2-ACP、EcMetA-ACP(表2),从而提高它们的可溶性和热稳定性。

在本工作中,我们还将大肠杆菌 ACP 第 37 位的丝氨酸残基突变成甘氨酸残基,使它不能与其辅基(磷酸泛酰巯基乙胺)相连从而不能携带脂酰基。这样,“游离”形式的 ACP 作为融合标签发挥作用时可以防止疏水性脂酰基的干扰。

4 结 论

验证了大肠杆菌酰基载体蛋白(ACP)可以作为一个超酸性蛋白融合标签,能够显著提高大肠杆菌重组蛋白的可溶性和热稳定性,并能对靶蛋白活性提供一定的热保护作用。

参考文献

- [1] Terpe K. Overview of bacterial expression systems for heterologous protein production; from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems. *Appl Microbiol Biotechnol*, 2006, 72(2): 211-222.
- [2] Cabrita L D, Bottomley S P. Protein expression and refolding - a practical guide to getting the most out of inclusion bodies. *Biotechnol Annu Rev*, 2004, 10(4): 31-50.
- [3] Vasina J A, Baneyx F. Expression of aggregation-prone recombinant proteins at low temperatures; a comparative study of the *Escherichia coli* cspA and tac promoter systems. *Protein Expr Purif*, 1997, 9(2): 211-218.
- [4] Miroux B, Walker J E. Over-production of proteins in *Escherichia coli*; mutant hosts that allow synthesis of some membrane proteins and globular proteins at high levels. *J Mol Biol*, 1996, 260(3): 289-298.
- [5] Esposito D, Chatterjee D K. Enhancement of soluble protein expression through the use of fusion tags. *Curr Opin Biotechnol*, 2006, 17(4): 353-358.
- [6] Kapust R B, Waugh D S. *Escherichia coli* maltose-binding protein is uncommonly effective at promoting the solubility of polypeptides to which it is fused. *Protein Sci*, 1999, 8(8): 1668-1674.
- [7] LaVallie E R, Lu Z, Dillasio-Smith E A, et al. Thioredoxin as a fusion partner for production of soluble recombinant proteins in *Escherichia coli*. *Methods Enzymol*, 2000, 326: 322-340.
- [8] Zou Z, Cao L, Zhou P, et al. Hyper-acidic protein fusion partners improve solubility and assist correct folding of recombinant proteins expressed in *Escherichia coli*. *J Biotechnol*, 2008, 135(4): 333-339.
- [9] Zou Z, Fan Y, Zhang C. Preventing protein aggregation by its hyper-acidic fusion cognates in *Escherichia coli*. *Protein Expr Purif*, 2011, 80(1): 138-144.
- [10] Yu H, Huang H. Engineering proteins for thermostability through rigidifying flexible sites. *Biotechnol Adv*, 2014, 32(2): 308-315.
- [11] Wijma H J, Floor R J, Janssen D B. Structure- and sequence-analysis inspired engineering of proteins for enhanced thermostability. *Curr Opin Struct Biol*, 2013, 23(4): 588-594.
- [12] Huang H, Liu J, de Marco A. Induced fit of passenger proteins fused to *Archaea* maltose binding proteins. *Biochem Biophys Res Commun*, 2006, 344(1): 25-29.
- [13] Luke J M, Carnes A E, Sun P, et al. Thermostable tag (TST) protein expression system: engineering thermotolerant recombinant proteins and vaccines. *J Biotechnol*, 2011, 151(3): 242-250.
- [14] Zhang M, Gong M, Yang Y, et al. Improvement on the thermal stability and activity of plant cytosolic ascorbate peroxidase 1 by tailing hyper-acidic fusion partners. *Biotechnol Lett*, 2015, 37(4): 891-898.
- [15] Park S M, Jung H Y, Chung K C, et al. Stress-induced aggregation profiles of GST-alpha-synuclein fusion proteins; role of the C-terminal acidic tail of alpha-synuclein in protein thermosolubility and stability. *Biochemistry*, 2002, 41(12): 4137-4146.
- [16] Zhang M, Li X, Yang Y, et al. An acidified thermostabilizing mini-peptide derived from the carboxyl extension of the larger isoform of the plant *Rubisco* activase. *J Biotechnol*, 2015, 212: 116-124.
- [17] Chan D I, Vogel H J. Current understanding of fatty acid biosynthesis and the acyl carrier protein. *Biochem J*, 2010, 430(1): 1-19.
- [18] Panchuk I I, Volkov R A, Sch? ffl F. Heat stress- and heat shock transcription factor- dependent expression and activity of ascorbate peroxidase in *Arabidopsis*. *Plant Physiol*, 2002, 129(2): 838-853.
- [19] Salvucci M E, Osteryoung K W, Crafts-Brandner S J, et al. Exceptional sensitivity of Rubisco activase to thermal denaturation *in vitro* and *in vivo*. *Plant Physiol*, 2001, 127(3): 1053-1064.
- [20] Gur E, Biran D, Gazit E, et al. *In vivo* aggregation of a single enzyme limits growth of *Escherichia coli* at elevated temperatures. *Mol Microbiol*, 2002, 46(5): 1391-1397.
- [21] Horton R M, Hunt H D, Ho S N, et al. Engineering hybrid genes without the use of restriction enzymes; gene splicing by overlap extension. *Gene*, 1989, 77(1): 61-68.
- [22] Sambrook J F, Russell D W. *Molecular Cloning; A Laboratory Manual*, 3rd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
- [23] Mittler R, Zilinskas A. Detection of ascorbate peroxidase activity

- in native gels by inhibition of the ascorbate dependent reduction of nitroblue tetrazolium. *Anal Biochem*, 1993, 212(2): 540-546.
- [24] Chen G X, Asada K. Ascorbate peroxidase in tea leaves: occurrence of two isozymes and the differences in their enzymatic and molecular properties. *Plant Cell Physiol*, 1989, 30(7): 987-998.

Fusing the Acyl Carrier Protein Enhances the Solubility and Thermostability of the Recombinant Proteins in *Escherichia coli*

LIU Yan-juan¹ LI Xu-juan² YUAN Hang¹ LIU Xian¹ GAO Yan-xiu¹ GONG Ming¹ ZOU Zhu-rong¹

(1 Engineering Research Center of Sustainable Development and Utilization of Biomass Energy, Ministry of Education,

School of Life Sciences, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China)

(2 Sugarcane Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kaiyuan 661600, China)

Abstract At present, protein solubility and thermostability has become an unavoidable problem for the efficient production, functional application and long-term preservation of the recombinant proteins. Regarding this, the strategy by using acidic protein fusion tags appears to be an effectual solution. Acyl carrier protein (ACP), an essential component of fatty acid biosynthesis pathway, is a small and highly acidic peptide in *Escherichia coli*. It was in-frame fused with several heat-labile target proteins [e. g. the ascorbate peroxidase 1 of *Jatropha curcas* (JcAPX1), the activase isoform 2 of ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase of soybean (GmRCA2), the homoserine *O*-transsuccinylase of *E. coli* (EcMetA)] at the gene level for inducible expression in *E. coli*. ACP fusion could significantly enhance the solubility and thermostability of all these recombinant target proteins, and also effectively protect enzyme JcAPX1 from heat inactivation, with increased heat tolerance of at least 2°C. Presumably, this effect of ACP might be related to its high acidity, and it could be used as a novel functional acidic fusion tag in future studies.

Key words Acyl carrier protein Acidic fusion tag Recombinant protein Solubility Thermostability

致 谢

近期为本刊审稿的专家(按拼音首字母排列):

陈忠斌 昌晓红 陈溥言 杜亚楠 方福德 房兴堂 郭允倩 何秀苗 江 宁 姜 岷
姜 韬 李银萍 李志勇 梁前进 刘旭杰 卢文玉 鲁迎青 马 端 裴端卿 田 云
王 敏 温博海 谢静莉 邢建民 徐 峰 徐寒梅 杨 隼 杨培龙 杨小平 于益芝
张传森 张 毅 赵建龙 赵肃清 赵 微 庄英萍